



Fondation
Mérieux

Lab | Book

LabBook v3.6

Gestor de stock

v1

Janeiro de 2026

Fondation Mérieux

Lutte contre les maladies infectieuses depuis 1967

www.fondation-merieux.org



Índice

Prefácio	2
Página inicial.....	2
Parâmetros de stock.....	2
Implementação do stock	3
Gestão de stock	4
Exportação de dados	6

Prefácio

Este manual apresenta os elementos do LabBook acessíveis a uma pessoa com direitos do tipo «gestor de stock». Se não conseguir aceder a nenhuma das ações através da sua interface, contacte o seu administrador para que esses direitos lhe possam ser atribuídos.

Página inicial

Parâmetros de stock

Ao clicar no ícone ao lado do seu nome, pode desligar-se, editar as suas informações pessoais e a sua palavra-passe.

O elemento Seleccionar acima do ícone do seu nome permite-lhe alterar o idioma da interface gráfica da sua aplicação.

Esta página inicial também permite que você acesse diretamente a lista de estoques. O módulo permite a criação e a gestão do stock.

Aceda ao separador Configuração do armazenamento a partir do menu Definições, para definir o número de dias antes do aviso e alerta:

- Número de dias antes do aviso = Número de dias de diferença em relação à data de validade antes que a exibição do produto mude para laranja claro
- Número de dias antes do alerta = Número de dias de diferença em relação à data de validade antes que a exibição do produto mude para rosa claro

Se tiver várias localizações para armazenar os seus produtos, adicione-as clicando em Adicionar uma localização. Será criada uma linha na tabela. Preencha o nome e o número e, em seguida, guarde.

Localisation

Action	Nom	Position	Usage
Supprimer	Stock principale	1	0
Supprimer	Stock secondaire	2	0

Retour Enregistrer

Notification ✕
Enregistrement réussi

Configuração do stock

Adicionar fornecedor

Crie os fornecedores navegando no menu «Qualidade» e depois «Fornecedor».

Liste des fournisseurs

Nombre total de lignes : 1
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Fournisseur	Nom contact	Prénom contact	Tél.	Mobile	Email	Adresse	Critique
ⓘ	Biotech	NDIAYE	Brigitte	339000102	776000102	bndiaye@mail.com	Point E	✓

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Retour Export des données Ajouter un fournisseur

Para cada fornecedor, é necessário definir o nome, o contacto e também o endereço, o número de telefone e o endereço de e-mail do contacto. Adicione comentários sobre o fornecedor no campo comentário e marque o campo crítico, se necessário.

Adicionar produtos

Clique no botão «Novo produto» para abrir a ficha do produto e introduzir os detalhes do mesmo:

- Fornecedor: selecione o fornecedor digitando parte do nome → Nome: designação do produto
- Tipo: a partir de uma lista predefinida personalizável,
- Quantidade por embalagem
- Limite de segurança
- Referência do produto no fornecedor → Tipo de conservação do produto
- Data de validade: se o campo estiver definido como Sim, um alerta será acionado ao iniciar o LabBook antes da data de validade.

O interesse de definir corretamente um limite de segurança é permitir que o software emita um alerta, permitindo assim que o gestor de stock possa emitir atempadamente uma nova encomenda para evitar a ruptura de stock desse produto.

Catálogo de produtos

No catálogo, você encontra os produtos adicionados.

Liste des produits							
Nombre total de lignes : 2 Premier Précédent 1 Suivant Dernier							
Action	Nom	Type	Nbr par paquet	Seuil	Fournisseur	Réf. fournisseur	Conservation
	Pipette 01	Consommables	5	10	BIOTECH	PIP100	T ambiante
	Seringue 01	Consommables	20	80	SOFTLAB	SER10	T ambiante
Premier Précédent 1 Suivant Dernier							
Retour							

Pode clicar na coluna Ação para editar ou eliminar uma ficha de produto.

Liste des produits					
Nombre total de lignes : 2 Premier Précédent 1 Suivant Dernier					
Action	Nom	Type	Nbr par paquet	Seuil	
	Pipette 01	Consommables	5	10	
	Seringue 01	Consommables	20	80	
Premier Précédent 1 Suivant Dernier					
Retour					

Abastecer um produto

Para abastecer um produto, é necessário definir a quantidade recebida, a data em que o produto foi recebido, a data de validade, a localização (uma lista suspensa é apresentada se tiver adicionado previamente as suas localizações), o número do lote e o preço pelo qual o produto foi comprado. Preencha o campo doador se se tratar de uma doação recebida de um parceiro. Os artigos abastecidos são listados na página «Lista de stocks».

Liste des stocks									
Rechercher									
Nom	<input type="text"/>	Type	<input type="text"/>	Conservation	<input type="text"/>	Bailleur	<input type="text"/>	Localisation	<input type="text"/>
Nombre total de lignes : 2 Premier Précédent 1 Suivant Dernier									
	Pipette	25	1	25	Consommables	2 - 8°C	Biotech	Stock principale	
	Seringue	10	1	10	Consommables	T ambiante	Biotech	Stock principale	
Premier Précédent 1 Suivant Dernier									
Retour Export des données Approvisionner un produit Déplacer des produits Catalogue des produits Nouveau produit									

Gestão de stock

Após a criação do estoque, a gestão dos estoques é feita através de funções

acessíveis a partir da coluna Ação das linhas de estoque dos produtos:

Action	Nom	Nb de paq.	Nb par paq.	Nb total
	Pipette 01	0	5	0
	Seringue 01	4	20	80

- ↳ Détails du stock
- ↳ Historique de ce produit
- ↳ Editer la fiche produit
- ↳ Supprimer la fiche produit

Trata-se de:

- Detalhes do stock: Permite visualizar os diferentes lotes, mas também indicar as quantidades utilizadas.
- Histórico do produto: permite consultar os diferentes movimentos de stock, entradas e saídas, mas também cancelar uma entrada ou saída de produtos.
- Edição da ficha do produto: permite editar a ficha do produto a qualquer momento.
- Eliminar a ficha do produto: Permite eliminar a ficha do produto.

Movimentação de produtos

Mova os seus produtos de um local de armazenamento para outro, acedendo à página «Mover produtos» a partir do botão «Mover produtos» disponível na página inicial.

Nom	Date de réception	Nombre de paquet	Localisation	Nombre de paquet à déplacer	Destination
Pipette	2024-08-13 20:54	25	Stock principale	<input type="text" value="25"/>	Stock principale ▼
Seringue	2024-08-13 20:53	10	Stock principale	<input type="text" value="10"/>	Stock secondaire ▼

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

[Retour](#) [Enregistrer](#)

Os produtos e as respetivas quantidades são apresentados. Indique a quantidade a transferir nos campos «Número de pacotes a transferir» e o destino e, em seguida, guarde. A quantidade indicada será deduzida do stock original e colocada no destino.

Limite de stock



O ícone de limite de stock aparece na coluna Limite quando as quantidades retiradas do produto atingem o limite de segurança inicialmente definido durante a criação do produto.

Alerta de stock



Quando todas as quantidades do produto são retiradas do stock, o ícone de segurança é substituído por um ícone de alerta indicando a ruptura do

produto no stock.

Data de validade

A indicação de validade de um produto no stock aparece quando a data de validade é anterior à data do dia. Na página stock geral, a linha do produto em questão é colorida a vermelho.

Action	Nom	Nb de paq.	Nb par paq.	Nb total
 ▾	Liquide A	5	10	50

Exportação de dados

É possível exportar os dados do stock clicando no botão «Exportar dados» disponível na página «Lista de stocks»,

- Exportar tabela: exporta o conteúdo da tabela lista de stocks →
- Exportar produtos: exporta todas as fichas dos produtos adicionados
- Exportação de aprovisionamentos: quantidades de produtos aprovisionados
- Exportação de utilizações: quantidades de produtos retirados do stock

Fundação Mérioux

Luta contra doenças infecciosas desde 1967

www.fondation—merieux.org